



cme
LABORATOIRE DU
CENTRE MEDICAL EUROPE

Laboratoire du
Centre Médical
Europe
44 rue
d'Amsterdam
75009 Paris

**Instruction
Patient :
Compte d'Addis
ou HLM**

Ref : C2-INS012-Version 02
Version : 02
Applicable le : 13-02-2017



Le compte d'Addis ou HLM (Hématies Leucocytes Minute) permet de mesurer le débit urinaire des Globules rouges (hématies) et des globules blancs (Leucocytes).

En effet, lors de la station debout, on peut observer de façon quasi normale des Globules Rouges ou Blancs dans les urines. Ceux-ci ne doivent plus filtrer dans les urines au repos.



Remarque : si pendant la période de repos de 3 heures, vous avez envie d'uriner, recueillez les urines dans le flacon.
Identifier le flacon avec votre Nom-Prénom
Le flacon doit être acheminé dans les 6h00 au laboratoire



cme
LABORATOIRE DU
CENTRE MEDICAL EUROPE

Laboratoire du
Centre Médical
Europe
44 rue
d'Amsterdam
75009 Paris

**Instruction
Patient :
Compte d'Addis
ou HLM**

Ref : C2-INS012-Version 02
Version : 02
Applicable le : 13-02-2017



Le compte d'Addis ou HLM (Hématies Leucocytes Minute) permet de mesurer le débit urinaire des Globules rouges (hématies) et des globules blancs (Leucocytes).

En effet, lors de la station debout, on peut observer de façon quasi normale des Globules Rouges ou Blancs dans les urines. Ceux-ci ne doivent plus filtrer dans les urines au repos.



Remarque : si pendant la période de repos de 3 heures, vous avez envie d'uriner, recueillez les urines dans le flacon.
Identifier le flacon avec votre Nom-Prénom
Le flacon doit être acheminé dans les 6h00 au laboratoire